



《装着について》

- **装着したら、グッと噛みしめてください**
 - 就寝時に装着してください（8～10時間の装着）
 - 日中も本人が装着している方が楽である場合や、装着したがる場合はOKです
- ※万が一、紛失してしまうと再製には費用が発生します。
外出中や学校での装着はお勧めしません
- 食事の時は外してください
 - 装着時の痛みや違和感が出る場合は、装着中止してご連絡ください(調整が必要です)
 - 本人が装着を嫌がる時も中止してください(調整が必要です)

《お手入れについて》

- きれいな歯に装着してください
- **外したら流水上で内面を軽くハブラシで洗ってください**
(ハミガキ粉は必要ありません)
- 熱湯は避けてください(体温以下のお湯ならOK)
- 落とす、踏むと破損する場合があります(寝ている間に外してしまっている場合があるので、紛失や破損にはご注意ください)
- 5歳以上は基本的には本人で清掃、管理させください
低年齢(3歳以下)のお子様は慣れるまではお家の方が手伝ってあげてください

《来院時について》

- 必ずV-kidsを持参ください
- 服装は身体のラインがわかるものにしてください
(出来るだけ薄着もしくは脱げるようにしてきてください)
- 女の子のスカート・ワンピースはNGです
- 長い髪の毛は上の方で結んでください(耳・首のラインが見えるように)

**失くした、割れた、
痛い、嫌がる等あれば・・・
必ずご連絡ください**

マウスピースはティッシュに包んだ状態で保管していると間違えて捨ててしまうことがありますので、必ず専用のケースに保管して頂きますようお願いいたします
治療を円滑に進めていくには決められた装着時間を守り定期的な観察、調整、診断が重要です
何かご不明な点があれば当院へお尋ねください

